

YOSHIDA

2025 10/21 ▶
2025 12/19

医療従事者向け

クラブロックス ハイドロソニック プロ
トライアルキャンペーン

限定 1,800 セット

※ 限定数に達し次第キャンペーン終了

【セット内容】

- | | | | |
|------------------------|-----|---------------------|-----|
| ・HYDROSONIC PRO ハンドル本体 | 1 本 | | |
| ・センシティブブラシヘッド | 1 個 | ・USB ケーブル付き充電器 | 1 個 |
| ・パワーブラシヘッド | 1 個 | ・USB プラグ (AC アダプター) | 1 個 |
| ・シングルブラシヘッド | 1 個 | ・トラベルケース | 1 個 |
| ・取扱説明書 | 1 冊 | ・クイックスタートガイド | 1 冊 |



5801 402141

¥

細かい部分も磨きやすい

3 種の
ブラシ

最大 42,000 回 / 分

7 段階
モードラウンド加工で
歯肉に優しいCUREN[®]
(クーレン)
繊維センシティブブラシに
カラフルな替えブラシが登場! ※

※ オプション別売り

ハイドロソニックシリーズご購入後は

マイ クラブロックス

MY CURAPROX

ハイドロソニックシリーズご購入後の情報をご登録ください。

ハイドロソニックシリーズをご購入いただいた方の情報ならびに製品情報を登録するだけで、
安心のサポートサービス「マイ クラブロックス」をご利用いただけます。

詳しくはこちらから

【ご注文にあたっての販売条件・ご留意事項】

- ご購入対象は、歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士・歯科助手の方に限定させていただきます。
- お一人様 1 セット限定とさせていただきます。ご購入いただいた方はデータ登録させていただきます。
- キャンペーン商品のため、患者様への転売はご遠慮ください。(正式なパッケージとは異なります)

クラブロックス ハイドロソニック プロ トライアル キャンペーン ご注文書

以下、必要事項をご記入いただきお申し込みください。

貴医院名	ご購入者氏名 ① DR・DH・DT・DA ※該当を○で囲んでください。	お取引歯科ディーラー名
	ご購入者氏名 ② DR・DH・DT・DA ※該当を○で囲んでください。	
ご住所 〒		営業担当者名
TEL ()	FAX ()	

(株) ヨシダ営業所名

ヨシダ営業担当者名

登録済チェック

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

〈販売元〉 株式会社 ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9 ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ: 0800-170-5541

〈輸入元〉 株式会社クラデンジャパン (スイス クラデン社 日本法人)



C02766/2025 年 10 月 /@1/ 新 (01)02747937023365

LOVE YOUR GUMS

毎日のケアに、歯ぐきへの思いやりを。

汚れをしっかりと取り除く弾力性、そして歯ぐきにやさしいやわらかさ。

クラブロックスはそんな歯ブラシの理想を追求したブラシ毛「CUREN®(クーレン)繊維」を開発しました。

クラブロックスの全ての歯ブラシに、このブラシ毛が採用されています。

今までのどんな歯ブラシとも違う、クラブロックスだけのみがき心地をご体感ください。



歯ブラシの3つの特長

高密度なブラシ

一般的な歯ブラシの最大10倍※の植毛数と、歯肉に優しい毛先のラウンド加工

※CS12460 ベルベットの場合

CUREN®(クーレン)繊維

柔らかいながらも弾力に富み、撥水もよく長持ち。交換目安は3か月です。

ハンドルは8角形

ハンドルは45°角。自然に把持すれば、歯頸部の効果的なブラッシングができます。

歯間ブラシ ☒ 患者さまの歯間ごとに最適なサイズのブラシをご提案！

歯間ブラシの3つの特長

専用のプローブで計測

適切なサイズを使用することで
歯肉の損傷を軽減


パラソル効果

届きにくい陥凹部も
ブラシが埋まるように広がり
プラークを除去

1日1回ワンストローク

1回の挿入と引き抜きで
清掃が終了

START



歯間測定

歯間のサイズは人によっても違い、
部位によっても違います。
歯間部のプラークを効果的に
除去するために、まずは歯間の
サイズを測ってみましょう！



歯間部サイズを「専用プローブ」で測定

SELECT

正しいサイズを選定

患者さまの歯間にぴったりのサイズをご用意します。

歯間が狭い

歯間が広い

通過径: 0.6 mm 0.7 mm 0.8 mm 0.9 mm 1.1 mm 1.3 mm 1.7 mm 2.2 mm 2.5 mm
ブラシ径: 2.2 mm 2.5 mm 3.2 mm 4.0 mm 5.0 mm 5.0 mm 6.5 mm 8.0 mm 10.0 mm

